

## COLD TRAP

### CLCT-40

Vakum uygulamalarında, CLCT Serisi Masa Üstü Soğuk Tuzak Banyosu, -40°C donma sıcaklığında yoğunlaşma sağlar ve vakum pompasını korozyondan korumak için vakum hattında tahliye edilen buharı veya nemi giderir.





### PERFORMANS

Sıcaklık kontrolü  
-40°C'ye kadar ortam



### MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü  
0,1°C sıcaklık stabilitesi



### GÜÇLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ

1/2 HP, R-507A (LBP)



### CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU

CFC'SİZ- R449 soğutucu



### EKRAN

LED sıcaklık göstergesi



### GÜVENLİK

Tam güvenlik koruma sistemi  
uyarı alarmları ile. Düşük sıvı seviyesi  
ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık,  
aşırı akım.

### GENEL VERİ

Cihaz	CLCT-40C
Cihaz Tipi	COLD TRAP
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

### GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	45 LT
Sensör	PT100
Çalışma Sıcaklığı	Ortam. ~ 40 C
Soğutma Kapasitesi 20°C	0.650 kW
Kontrolcü	Tam otomatik PID kontrol yazılımı
Zamanlayıcı	99,59 dakika veya sürekli
Çözünürlük	Kontrol ve görüntüleme için 0,1 C
Boşaltma	Benzersiz manuel tahliye vanası
Banyo Kapağı	Dahil

### OPSİYON

Soğutma Sıvısı	
Cam ya da metal tuzak	

### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik levha

### ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	850 W

### MEKANİK VERİ

Banyo Boyutu	(W x D x H) 150 x 150 x 150 mm
Genel Boyut	(W x D x H) 370 x 460 x 640 mm



Discover  
the potential