

HOT PLATE CİHAZI

CLHP SERİSİ (SOXHLET ISITICI)

Geleneksel ekstraksiyon yöntemi olan Soxhlet metodu için en uygun tasarımıdır. Soxhlet yöntemi , uçucu yağ tayinleri için eşsiz bir tasarıma sahiptir. Uygun maliyetli ve kullanıcı dostudur.





KOLAY KULLANIM

Son kullanıcı için kolay kullanım



EKONOMİK

Diğer yöntemlere göre ekonomik



ESNEK

Aynı ısıtıcı plate ile değişik hacimde balonlarla çalışabilme imkanı



GÜVENLİK

İlave kısıkaç ve nivoya gerek kalmadan camları sabitlemeye yarayan tasarım



GENİŞ UYGULAMA ALANI

Soxhlet , Clevenger ve Uçucu Yağ Tayini çalışmalarına uygun

GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Soxhlet Extraction Cihazı
Standartlar	
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	1 - 3 - 6 position
Sıcaklık	Ortam +5 ~ 300°C / K Tipi
Control	Analog Potentiometer
Heating Plate :	85 mm Diameter 450 W EACH

OPSİYONLAR

Balon Adaptörü	
Soxhlet Cihazı	
Soxhlet Kartuşu	
Silikon Hortum	
Soğutmalı Sirkülatör	

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

	0185	0385	0685
Voltaj	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	450W	1.350W	2.700 W

MEKANİK

VERİ	0185	0385	0685
Dış Ölçü (mm)	295 x 205 x 815	685 x 205 x 815	1.175 x 205 x 815



Discover
the potential